




PONTEIRAS

ULTRASSÔNICAS





A IMPLA apresenta uma gama de produtos de ponta, com acabamento impecável, materiais de qualidade e durabilidade que vão conquistar você.

A marca IMPLA surge da experiência, sonhos, projetos e conquistas de mais de 15 anos de vivência no mercado odontológico. Traz para o mercado interno e externo produtos de extrema qualidade e com custos econômicos.

Tem uma linha extensa de produtos, pensando sempre na qualidade e custo benefício de quem comercializa e utiliza nossos produtos.

Conta ainda com uma equipe especializada formada por profissionais com experiência no mercado interno, mercado externo, profissional dentista e toda uma equipe muito bem engajada para melhor atender nossos clientes.

IMPLA, Implacável em produtos odontológicos!

PROFILAXIA



E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissonic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

G1
10.012.001

GD1
10.012.011

N



- Auxilia na remoção de cálculos clinicamente visíveis, presentes na coroa limitando-se até a margem gengival em pequena quantidade ou pouco aderidos.
- Pode ser usada nas faces proximais, e se cabível a situação clínica também pode ser usado nas faces vestibular e lingual/palatina.

E

G2
10.012.002

GD2
10.012.012

N



- Auxilia na remoção de cálculos **volumosos** clinicamente visíveis, presentes na coroa limitando-se até a margem gengival.
- Idealmente aplicável em faces vestibulares e linguais/palatinas.

E

G3
10.012.003

GD3
10.012.013

N



- Auxilia na remoção de cálculos supragengival interproximal.
- Auxilia na remoção de cálculo subgengival (bolsas rasas)

E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissonic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

G4
10.012.004

GD4
10.012.014

N



- Auxilia na remoção de cálculo supragengival interproximal.
- Auxilia na remoção de cálculo subgengival (bolsas rasas)

E

G5
10.012.005

GD5
10.012.015

N



- Remoção de cálculos supragengivais clinicamente visíveis, pouco aderidos e/ou em pequena quantidade.
- Idealmente indicado nas faces proximais, e se cabível a situação clínica também pode ser usado nas faces vestibular e lingual/palatina.

E

G6
10.012.006

GD6
10.012.016

N



- Remoção de cálculo volumoso na face vestibular e lingual/palatina.

PERIODONTIA



E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissonic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

P1

10.012.007

PD1

10.012.017

N



E

P3

10.012.008

PD3

10.012.018

N



E

P3D

10.012.045

PD3D

10.012.063

N



- Remoção de cálculo subgengival, com formação apical à margem gengival, normalmente de difícil visualização clinicamente.

- Remoção de cálculo subgengival, com formação apical à margem gengival, normalmente de difícil visualização clinicamente.

- Regularização de raízes após cirurgias periodontais.
- Remoção de arestas de coroas restauradas.

E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N


COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatius; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

P4
10.012.009

PD4
10.012.019

N




E

P4D
10.012.046

PD4D
10.012.064


N



- Remoção de cálculo interproximal.
- Se cabível aplicação clínica pode ser aplicado em outras faces.

- Auxiliar em procedimentos periodontais onde uma ponta com extremidade afilada, diamantada e com alta refrigeração é necessária, além disso, pode utilizar para atuar refinando a cirurgia de acesso e removendo o teto da câmara pulpar.

ENDODONTIA





COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissonic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.




COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatius; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

E1
10.012.010

ED1
10.012.020

N



- Indicado no suporte para limas usadas durante a limpeza e alargamento de canais.
- Comumente utilizado em dentes **anteriores**.
- Com ângulo de **120°**.

E

E2
10.012.048

ED2
10.012.037

N



- Indicado no suporte para limas usadas durante a limpeza e alargamento de canais.
- Comumente utilizado em dentes **posteriores**.
- Com ângulo de **90°**.

E

E3
10.012.039

ED3
10.012.038

N



- Condensação e corte de guta-percha.
- Auxilia na remoção de pinos, quebrando a linha de cimentação entre o pino e as paredes do canal.
- **Não possui irrigação.**



COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.



COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.




E3D
10.012.052

ED3D
10.012.042



E5
10.012.051

ED5
10.012.040



E5D
10.012.054

ED5D
10.012.044



- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento da cirurgia de acesso, calcificações internas e nódulos pulpares.

- Corte e condensação da guta-percha.
- **Não possui irrigação.**

- Remoção de calcificações.
- Limpeza da área de istmo.



COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.



ME1

10.012.173



- Realizar PUI (Passive Ultrasonic Irrigation).
- Atuar em áreas de istmo ou de difícil acesso.



ME2D

10.012.174



- Refinar cirurgia de acesso.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos e calcificações.



ME3D

10.012.176



- Refinar cirurgia de acesso.
- Localizar canais calcificados.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos e calcificações.




COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

E

ME4

10.012.177




- Atuar em áreas de istmo.
- Remoção de limas fraturadas.

E

ME5

10.012.178




- Localizar canais calcificados.
- Desobstrução e remoção de limas fraturadas.

E

ME6D

10.012.179



- Localizar canais e refinar cirurgia de acesso.
- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Remoção de obstruções coronárias.
- Remoção de calcificações e materiais restauradores.
- Remoção de cimentos temporários e permanentes.
- Remoção de pinos de fibra.



COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.



ME7D

10.012.180



- Refinar cirurgia de acesso.
- Remoção de teto da câmara pulpar.
- Remoção de nódulos.
- Remoção de calcificações.



ME8

10.012.181



- Iniciar desobstrução.



ME10

10.012.182



- Corte e condensação da guta-percha.
- **Não possui irrigação.**




COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.



ME12

10.012.183




ME18

10.012.184



MR1

10.012.185



- Remoção de pino metálico.

- Localizar canais calcificados.
- Remoção de lima fraturada.
- Atuar em áreas de istmo.

- Auxiliar no retratamento na etapa de desobturação.

E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Ait; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

P4
10.012.009

PD4
10.012.019

N



- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento de cirurgia de acesso.

E

P4D
10.012.046

PD4D
10.012.064

N



- Remoção do teto da câmara pulpar.
- Refinamento de cirurgia de acesso.

PREPARO CAVITÁRIO



E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatius; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

SB1
10.012.055

SBD1
10.012.065

N




E

SB2
10.012.056

SBD2
10.012.066

N



E

SB3
10.012.057

SBD3
10.012.067

N



- Ajuste de superfícies oclusais e cervicais.
- Remoção de materiais rígidos em procedimentos de restauração.

- Ponta com parte ativa diamantada (metade da esfera superior) para auxiliar no preparo e ajustes de superfícies proximais (mesial) sem danificar o dente adjacente.

- Ponta com parte ativa diamantada (**metade da esfera inferior**) para auxiliar no preparo e ajustes de superfícies proximais (distal) sem danificar o dente adjacente.

E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissonic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiel Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

SBL
10.012.058

SBDL
10.012.068

N



- Parte ativa diamantada (**metade esfera esquerda**), com angulação em **45°** para a esquerda, permite o acesso em áreas interproximais difíceis, auxiliando na remoção da lesão de cárie sem danificar áreas adjacentes.

E

SBR
10.012.059

SBDR
10.012.069


N



- Parte ativa diamantada (**metade esfera direita**), com angulação em **45°** para a direita, permite o acesso em áreas interproximais difíceis, auxiliando na remoção da lesão de cárie sem danificar áreas adjacentes.

REMOÇÃO DE PINOS

- RRIR - REMOÇÃO DE RETENTORES INTRA - RADICULARES



E

COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Advance 1; Advance 2; Advance View; Advance 5; Advance 6; Advance 7; Advanced S; Advanced SEL; Alt; Emissionic (MMO); EMS Pm100; EMS Pm200; Kavo; Kondortec; Mectron; Mini Piezon; Ortus; Scaler Jet; W&H; Woodpecker.

N


COMPATIBILIDADE DO ENCAIXE: Adiei Plus; Advanced Se; DMC; DTE; Easy Sonic; GG Dent; Gnatus; Helse Ultrasonic; J. Morita; NSK; Olsen; Ortus Import; Satelec; Shuster; Spartan; Ultradent; VDW; Vt150.

E

C1
10.012.060

CD1
10.012.070

N



- Remoção de pinos metálicos.
- Transferir a potência ultrassônica para cimentos cuja retenção é feita por princípios micromecânicos.
- Não indicado para cimentos do tipo adesivo.
- **Não possui irrigação.**

E

C2
10.012.061

CD2
10.012.071

N



- Remoção de pinos metálicos.
- Transferir a potência ultrassônica para cimentos cuja retenção é feita por princípios micromecânicos.
- Não indicado para cimentos do tipo adesivo.

E

C3
10.012.062

CD3
10.012.072

N



- Remoção de pinos metálicos.
- Indicado para utilizá-lo sobre a linha de cimentação.
- **Não possui irrigação.**

RRIR - REMOÇÃO DE RETENTORES INTRA - RADICULARES

COMPATIBILIDADE

E

**G1; G2; G3; G4; G5; G6;
P1; P3; P3D; P4; P4D;
E1; E2; E3; E3D; E4; E4D; E5; E5D;
C1; C2; C3;
SB1; SB2; SB3; SBL; SBR.**

Advance 1
Advance 2
Advance View
Advance 5
Advance 6
Advance 7
Advanced S
Advanced SEL
Alt
Emissionic (MMO)
EMS Pm100
EMS Pm200
Kavo
Kondortec
Mectron
Mini Piezon
Ortus
Scaler Jet
W&H
Woodpecker

N

**GD1; GD2; GD3; GD4; GD5; GD6;
PD1; PD3; PD3D; PD4; PD4D;
ED1; ED2; ED3; ED3D; ED5; ED5D;
CD1; CD2; CD3;
SBD1; SBD2; SBD3; SBD; SBDL.**

Adiei Plus
Advanced Se
DMC
DTE
Easy Sonic
GG Dent
Gnatus
Helse Ultrasonic
J Morita
NSK
Olsen
Ortus Import
Satelec
Shuster
Spartan
Ultradent
VDW
Vt150



— www.impla.ind.br / impla@impla.ind.br —

 43 3376.6390

 43 3376.6390